

FORBRAIN[®]

Sound For Life Ltd. © 2021 Alle Rechte vorbehalten.



BILDUNGSFÜHRER



EINFÜHRUNG IN FORBRAIN®

Forbrain hilft Ihnen oder Ihrem Kind, Sprache, Aufmerksamkeit und Gedächtnis zu verbessern und andere Lern- und Kommunikationsfähigkeiten mit Hilfe der Stimme zu entwickeln.



Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Broschüre in den folgenden Sprachen herunterzuladen:

Français, Español, Polski, Deutsch, 한국어, 日本語, 中文版, русский, Türkçe



www.forbrain.com



info@forbrain.com



ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Mit Forbrain müssen Sie nur noch vorlesen. Wir stellen einige Übungen zur Verfügung, und Sie können sich auch gerne eigene Übungen ausdenken.

Für mich



Musikalität: Lautes Singen beim Lesen eines Textes

Rhythmus: Lesen Sie ein Gedicht und atmen Sie dabei am Ende jeder Zeile ein

Durchfluss: Lesen Sie einen Text und atmen Sie dabei alle 3 oder 4 Wörter ein, unabhängig von der Bedeutung oder Interpunktion

Diktion: Lesen Sie einen Text und übertreiben Sie dabei, als ob Sie eine Rede vor einer Menschenmenge halten würden

Akzentuierung: Lesen Sie einen Text, während Sie die Lautstärke Ihrer Stimme alle 5 Sekunden von leise auf laut und umgekehrt ändern

Auswendiglernen: Lesen Sie einen Text laut vor und wiederholen Sie ihn sofort, ohne hinzusehen

Dialog: Lesen Sie einen Comic oder einen Dialog und geben Sie jeder Figur eine eigene Stimme

Für ein Kind:



Begleitend: Lesen Sie den Text langsam mit dem Kind mit, ohne bei Fehlern oder Zögern des Kindes innezuhalten

Echo: Überlagern Sie Ihre Stimme mit der des Kindes, das mit einer Verzögerung von etwa einer Sekunde liest, um seine Sprechgeschwindigkeit zu verlangsamen oder zu beschleunigen

Auswendiglernen: Lesen Sie eine Gruppe von Wörtern, einen Satz oder eine Gedichtzeile vor, die das Kind dann sofort wiederholen kann, ohne zu lesen

Dialog: Lesen Sie einen Comic oder einen Dialog, in dem sich die Charaktere mit dem Kind abwechseln und die Unterschiede in den Stimmen hervorheben

Erfindung: Erstellen Sie mit dem Kind eine Geschichte aus Bildern oder Figuren und erfinden Sie abwechselnd Dialoge



OPTIMALE KÖRPERHALTUNG

FÜR ERWACHSENE

5

Kopf: Ihr Kopf ruht natürlich und entspannt auf dem oberen Teil der Wirbelsäule

Als ob Sie suspendiert wären durch einen Puppendraht!

4

Lippen: Runden Sie Ihre Lippen und verlängern nach vorne, ohne an Ihrem Hals zu ziehen.

Als ob Sie berühren wollten das Mikrofon mit Ihren Lippen.

2

Rücken: Aufrechtes Sitzen ohne sich zu bücken oder die Wölbung des unteren Rückens.

Als ob Sie den Schwanz von ein Känguru und saßen darauf!

3

Magen: Atmen Sie ruhig mit dem Zwerchfell und lassen Sie den Bauch sanft ein- und ausschwingen.

Wie die Hin- und Herbewegung der Wellen im Meer!



1

Füße: Legen Sie die Füße flach auf dem Boden in der Breite der Hüfte. *Wie angewurzelt am Boden!*



Tipp: Sie können das Forbrain auch im Stehen oder Gehen verwenden, insbesondere wenn Sie sich einen Text einprägen wollen. Denken Sie daran, Ihre Haltung von Zeit zu Zeit zu entspannen.



OPTIMALE KÖRPERHALTUNG

FÜR JÜNGERE ANWENDER

Ein Kind kann sich vorstellen, dass es ein Baum ist: Die Füße sind die Wurzeln, die in den Boden gehen, der Rücken ist der Stamm, der gerade nach oben ragt, und der Kopf ist das Blattwerk.

Mimen Sie den herabrieselnden Regen, damit das Kind wächst, wächst, wächst...





EINFÜHRUNG VON FORBRAIN BEI KINDERN

Forbrain wird von Kindern gerne angenommen. Es sieht cool aus, und sie fühlen sich wie ein Rockstar auf der Bühne, oder sogar wie ein Pilot im Kontrollraum!

Hier sind einige Tipps, die von Eltern und Therapeuten geteilt wurden:

1. Stellen Sie Forbrain vor, indem Sie dem Kind zeigen, wie Sie es tragen würden, und erklären, wie Sie es auf Ihrem Kopf platzieren würden.
2. Schalten Sie das Forbrain ein und lassen Sie sie es in der Hand halten, damit sie die Vibrationen der Knochenleitung fühlen und ausprobieren können.
3. Lassen Sie sie versuchen, es selbst anzuziehen und stellen Sie sicher, dass Sie einen Spiegel zur Hand haben, damit das Kind sich selbst sehen kann; sie denken immer, dass sie cool aussehen!
4. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind Forbrain ablehnt, können Sie ihm zur Ablenkung sein Lieblingsspielzeug oder einen Gegenstand in die Hand geben und ihm Forbrain selbst auf den Kopf setzen.
5. Um den Schallpegel zu steuern, halten Sie das Mikrofon weit vom Mund entfernt zu Beginn und bringen Sie es allmählich näher.



Sollte sich Ihr Kind immer noch weigern, es zu tragen, versuchen Sie, es selbst eine Weile zu tragen, damit es sich wohler fühlt, und es könnte seine Neugierde entfachen!



PROTOKOLL & PROGRAMMVORSCHLÄGE

Forbrain ist ein Gehirntrainingstool, das täglich und wiederholt verwendet werden kann entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers. Wir empfehlen die tägliche Anwendung für 6 bis 8 Wochen und dann eine Pause von einem Monat, bevor Sie sie wiederholen. Wir empfehlen das folgende Protokoll, das sinnvollerweise an Ihre oder die Empfindlichkeit Ihres Kindes angepasst werden kann. Sie sollten es nicht länger als eine Stunde am Stück benutzen und bitte nach der Hälfte der Zeit eine Pause einlegen.

Frühes Alter: Alter 3-6 Jahre

1x
10'
Tag

Schlagen Sie Aktivitäten mit Forbrain vor, die fördern Interaktion, Kommunikation und Sprachentwicklung, z. B. durch Lernkarten, Rollenspiele, Brettspiele und Singen.

Schulkinder: Alter 6-9 Jahre

1x
15'
Tag

Lesen Sie während der Verwendung von Forbrain Kursbücher und Comics laut vor; beides sind großartige Aktivitäten, die allein oder mit den Eltern durchgeführt werden können.

Teenager: Alter 9-18 Jahre

1-2x
20'
Tag

Studieren Sie Kursmaterial und erledigen Sie Hausaufgaben, während Sie Forbrain verwenden. Sie können Forbrain zweimal täglich 20 Minuten lang verwenden, mit einer Pause zwischen den einzelnen Sitzungen.

Studenten der Universität:

1-3x
20'
Tag

Bereiten Sie sich mit Forbrain auf Ihre Prüfungen vor, studieren Sie Ihren Lernstoff, üben Sie eine Fremdsprache, debattieren oder singen Sie. Für ein intensives Training können Sie Forbrain dreimal täglich 20 Minuten lang verwenden, mit einer Pause zwischen den einzelnen Sitzungen.

Fachleute:

1-3x
20'
Tag

Verwenden Sie Forbrain, um vor einem Vorspiel, einer Präsentation oder einem Vorstellungsgespräch das Blattspiel zu üben und an Aussprache, Diktion und Klangfarbe zu arbeiten. Für eine intensive Nutzung können Sie Forbrain 20 Minuten lang 3 Mal am Tag mit einer Pause zwischen den einzelnen Sitzungen verwenden.

Senioren:

1-3x
20'
Tag

Verwenden Sie Forbrain, während Sie ein Buch lesen oder eine Zeitung vorlesen. Sagen Sie ein Gedicht auf oder sprechen Sie auch mit Ihrer Familie und Ihren Freunden! Für eine intensive Nutzung können Sie Forbrain 20 Minuten lang 3 Mal am Tag mit einer Pause zwischen den einzelnen Sitzungen verwenden.

Verwendung mit Therapeuten:

Sie können Forbrain während therapeutischer Sitzungen und zu Hause zwischen den Sitzungen verwenden.




AUDIO-VOKAL-SCHLEIFE

Durch die Verbesserung der Wahrnehmung der Stimme arbeitet Forbrain an allen Aspekten der Audio-Vokal-Schleife gleichzeitig.

Forbrain gibt das Nervensystem ein solides sensorisches Training.



Ihre Stimme wird gleichzeitig durch einen Wechselfilter verarbeitet und durch Knochenleitung übertragen.





ERSTE SCHRITTE

Schalten Sie das Gerät durch Drücken von die Taste ON/OFF.



Platzieren Sie den Reifen hinter Ihrem Kopf, oberhalb des Halses.



Legen Sie die Ohrhörer auf den Knochen vor den Ohren.



Stellen Sie das Mikrofon so ein, dass es 3 cm vom Mund entfernt ist, leicht nach rechts



Die Standard-Lautstärkeeinstellungen des Mikrofons sind für eine optimale Nutzung gedacht und wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu ändern. **Ändern Sie die Lautstärke nur, wenn Ihr Gehör sehr schlecht oder überempfindlich ist.** Drücken Sie OFF, um die Lautstärke auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.



Um Forbrain zu verwenden, sprechen Sie normal in das Mikrofon.

Sprechen Sie nicht zu laut, aber auch nicht zu leise; so, wie Sie mit einer anderen Person sprechen würden.



OPTIONALE ZUSATZFUNKTIONEN

Verwenden Sie Forbrain mit Unterstützung eines Elternteils oder einer Fachkraft:

Verwenden Sie das zusätzliche Mikrofon, um mit Unterstützung eines Elternteils oder einer Fachkraft zu üben. Das zusätzliche Mikrofon sollte in der Hand in einem Abstand von 5 cm zum Mund gehalten werden. Die Stimme des Ausbilders wird ebenfalls verarbeitet.


5



Verwendung von Forbrain mit einer externen Tonquelle:

Schließen Sie den Forbrain-Kopfhörer an eine Klangquelle zum Üben von Übungen oder komplette Online-Sitzungen. Beachten Sie, dass wird der Quellton verstärkt, aber nicht bearbeitet.

6



SEKUNDÄRES MIKROFON

Die sekundäre Mikrofonfunktion von Forbrain erleichtert die Interaktion und Verbindung zwischen dem For-brain-Benutzer und dem Dozenten. Der Ausbilder kann ein Elternteil, ein Lehrer, ein Therapeut oder sogar ein Stimm- oder Gesangslehrer sein. Es kann dem Forbrain-Benutzer helfen, auf die Stimme des Ausbilders zu achten. Diese Funktion kann auf vielfältige Weise genutzt werden und Sie können Ihre eigenen Best Practices entwerfen.

Hier sind einige Beispiele für die Verwendung des sekundären Mikrofon: Mit Eltern und Lehrern:

Die Eltern können den Kindern bei den Hausaufgaben helfen, da das Mikrofon hilft, den Fokus auf den Dialog zu legen. Sie können auch bei Lese- und Ausspracheaufgaben helfen und den Dialog fördern.

Mit Therapeuten:

Das Mikrofon stimuliert das System des Zuhörers, auch wenn dieser zunächst nonverbal ist oder nicht sprechen will.

Therapeuten können das zusätzliche Mikrofon nutzen, um eine bessere Verbindung mit dem Benutzer herzustellen und ihm zu helfen, sich an die Empfindungen sowohl der Knochenleitung als auch des Filters zu gewöhnen.



Der Therapeut kann auch Diktions- und Wiederholungsübungen vorschlagen oder das Mikrofon als Mittel zur besseren Interaktion und Kommunikation mit dem Zuhörer einsetzen.

Mit einem Stimm- oder Gesangslehrer:

Ein Gesangslehrer oder Stimmtrainer kann im Tandem mit dem Klienten sprechen oder singen und/oder bitten Sie sie zu wiederholen. Das sekundäre Mikrofon kann auch verwendet werden, um den Klang eines Musikinstruments einzufangen und so den Rhythmus und die Musikalität der Sprache des Lernenden zu integrieren.

VERBINDUNG MIT EINER SCHALLQUELLE

Online-Kurs Lektionen:

- Schließen Sie Forbrain an Ihren Computer an, und Sie können Ihren Online-Kursen folgen und das Beste aus Forbrain herausholen, während Sie zuhören oder sprechen.

Aufzeichnungen:

- Sie können Forbrain mit Ihren selbstgemachten Aufnahmen auf Ihrem Telefon oder Computer verbinden. Zum Beispiel beim Lernen für eine Kursstunde oder einen Vortrag.
- Therapeuten, Lehrer oder Eltern können auch personalisierte Audio-Inhalte vorbereiten, die dann nach Belieben geübt werden können (eine Liste von Wörtern und Ausdrücken, Lektionen usw.).
- Sie können Forbrain auch mit einer App verbinden, die sich der Hilfe bei Aussprache und Ausdruck widmet (Sprach-Apps, Fremdsprachen-Apps usw.).

