



Easi-Scan:Go™

Inalámbrico
y resistente
al agua,
diseñado para
la industria
del siglo XXI.
Apuesta por
una mayor
productividad.



Descubre más en:

www.imv-imaging.com/easi-scan-go



VISORES:

Hasta 3 dispositivos inteligentes o gafas inalámbricas

IMPERMEABLE

Botones sellados sin conectores

850 GRAMOS

FLEXIBILIDAD MEJORADA

Mejor manejo del cable

128 ELEMENTOS

Recepción en 32 canales, 26 imágenes por segundo

USO CALIPERS

Medida de tamaño de las gonadas

GRABACIÓN VIDEOS

E imágenes en tu smartphone o tablet

**BATERÍAS DE LITIO
LOW COST**

Hasta 5 horas

¿POR QUÉ UTILIZAR EL EASI-SCAN:GO PARA ESCANEAR PECES?

- Sexado de salmones
- Determinación del momento de maduración en las hembras
- Grabación y exportación de los datos

Cómodo

El Easi- Scan:Go se integra perfectamente en la granja moderna. Es un escáner inalámbrico, basado en una aplicación, que puede presentar la imagen del ultrasonido en hasta 3 dispositivos simultáneamente. Con la nube de IMV tendrá acceso instantáneo a los datos vitales, mejorando el trabajo en equipo y la planificación estratégica.

Moderno

Los dispositivos inteligentes no sólo se utilizan para ver la imagen, sino también para registrar los datos y revisarlos posteriormente.

Rápido

Rápido, ligero y con un tiempo de preparación mínimo, el Easi- Scan:Go proporciona resultados rápidos sin sacrificar la precisión. Completamente sellado, el escáner es a prueba de agua para facilitar la limpieza y mantener la bioseguridad.

Contacta en

www.imv-imaging.com info@imv-imaging.com +44 (0) 1506 460023

facebook.com/IMVimaging [twitter/IMVimaging](https://twitter.com/IMVimaging)