






Los nuevos estándares de diseño para los conectores de las sondas de nutrición enteral ya se han implementado. El nuevo conector ENFit se ha diseñado específicamente para productos de nutrición enteral. Estos conectores no encajarán en otros tipos de puertos (tales como puertos IV), reduciendo el número de posibles conexiones incorrectas.


La siguiente lista de verificación no se considera una guía completa, pero puede usarla para ayudarle a empezar. Su proveedor de atención médica a domicilio será una fuente de apoyo importante que le ayudará a familiarizarse con los nuevos conectores. Trabaje con su representante durante todo el proceso de transición para resolver cualquier duda o inquietud. Si su proveedor de atención médica domiciliaria no está familiarizado con los cambios actuales, por favor, pídale que visite StayConnected.org o que contacte a info@gedsa.org.

1. Infórmese sobre los productos que están cambiando

	Visite StayConnected.org para obtener detalles sobre la transición		Hable con su proveedor de atención médica a domicilio sobre los cambios en los productos que usa		Reciba capacitación sobre el uso de los nuevos conectores
---	---	---	--	---	---

2. Comprenda la transición a los nuevos conectores

Los primeros conjuntos de transición se han presentado en los EE.UU., Canadá y Puerto Rico desde la primavera de 2015. Hable con su proveedor de atención médica a domicilio para saber sobre las fechas específicas de caducidad de los productos que usa.




3. Tenga los productos correctos a la mano

- Use los productos existentes y no compre más de lo necesario
- Realice la transición lo más pronto posible
- Use los productos solo como se le indica

Cambios en los conectores del sistema enteral ENFit


El nuevo diseño estándar afecta a todo el sistema de alimentación enteral

EXTREMO DEL CONECTOR




PARA LA NUTRICIÓN (FINAL)
[usado desde 2012]


EXTREMO DE ACCESO AL PACIENTE




JERINGA (ACTUAL)



JERINGA (punta estándar)
Las jeringas para administrar la medicina, enjuagar, hidratar o administrar dosis de bolo a través de las sondas de nutrición enteral ahora requerirán una punta enteral específica y precisa.



JERINGA (punta para dosis bajas)
Para garantizar la exactitud de la dosificación de pequeños volúmenes, los tamaños de las jeringas de 5 mL o menores podrían requerir una punta de dosis bajas ENFit.



Nota: Hable con los representantes de su proveedor para conocer la disponibilidad, los plazos y las indicaciones de uso de los kits de administración, las jeringas y las sondas de alimentación ENFit.



Para obtener más información y para suscribirse a fin de recibir actualizaciones por correo electrónico, visite StayConnected.org.

v.2 ©2016 G&DSA